



## ETZEL I

**Standardizujte tvorbu nátěrů pomocí poloautomatu Etzel I.**

- Reprodukovatelné krevní nátěry díky automatické kontrole.
- Trvale vysoká kvalita nátěrů.
- Plynule nastavitelná rychlost natírání.
- Variabilní délka a tloušťka krevních nátěrů.
- Cenově dostupná technologie – vyrobeno v Německu.

### Technická specifikace

Kapacita sklíček	2 sklíčka
Požadavky na napájení	100-240 V AC
Výstupní napětí	DC 12 V / 1 A
Rozměry – šířka × výška × hloubka	12,5 × 11,5 × 17 cm
Hmotnost	1,5 kg

**Laboratorní  
technika  
s komplexní  
integrací**



Tým zkušených  
odborníků



Široké portfolio  
produktů



Autorizovaný  
24/7 servis



Řešení  
na míru

**Ozvěte se nám**

info@promedeuslab.cz  
promedeuslab.cz