



# ANITIA FELINE IgE Test na alergie pro kočky

**Minimální objem vzorku, maximální kvalita výsledku testu alergie.  
Nepříjemné důsledky můžeme redukovat, pokud známe příčinu.**

## Čím je jedinečný?

- Malý objem vzorku - Pouze 50  $\mu$ L séra pro analýzu více než 60 alergenů
- Kvantitativní stanovení - Získáte koncentraci specifických IgE včetně třídy klasifikace
- Výborná přesnost - Vzorky jsou zpracovány blotovou technologií a kalibrace je součástí každého testu
- Možnost blokace CCD protilátek
- Při využití obou panelů získáte ze 100  $\mu$ l séra více než 120 výsledků

**Laboratorní  
technika  
s komplexní  
integrací**



Tým zkušených  
odborníků



Široké portfolio  
produktů



Autorizovaný  
24/7 servis



Řešení  
na míru

**Ozvěte se nám**

info@promedeuslab.cz  
promedeuslab.cz

## Panel se 63 alergeny

### ANITIA Feline IgE I

<i>Dermatophagoide</i> <i>pteronyssinus</i>	Psí epitel a srst	Rýže
<i>Dermatophagoide</i> <i>farinae</i>	Vlna, ovce	Hrách
<i>Acarus siro</i>	Peří mix	Sójové boby
<i>Tyrophagus</i> <i>putrescentiae</i>	<i>Penicillium notatum</i>	Mrkev
Olše/ Bříza	<i>Cladosporium</i> <i>herbarum</i>	Brambory
Líska	<i>Aspergillus fumigatus</i>	Sladké brambory
Javor klen	<i>Candida albicans</i>	Dýně
Urba / Topol	<i>Alternaria alternata</i>	Rajče
Dub	<i>Malassezia</i> <i>pachydermatis</i>	Jablko
Borovice vejmutovka	Blecha	Kvasnice, pekařské
Akácie	Šváb	Vaječný bílek
Jasan bílý	Vepřové maso	Vaječný žloutek
Ambrozie obecná	Houževí maso	Mléko
Jitrocel	Kachní maso	Čedar / Gouda sýr
Pelyněk	Kuřecí maso	Krab / Krevety
Šťovík menší	Jehněčí maso	Treska
Troskut prstnatý	Krůtí maso	Tuňák
Srha laločnatá / Bojínek luční	Jelení zvěřina	Losos
Jílek	Pšenice	Makrela
Žito kultivované	Kukuřice	Burský ořech

## Panel s 61 alergeny

### ANITIA Feline IgE II

Domácí prach	Bourec morušový, larvy	Lněné semínko
<i>Glycyphagus</i> <i>domesticus</i>	α-laktalbumin	Pomeranč
<i>Blomia tropicalis</i>	β-laktoglobulin	Jahoda
Chmel japonský	Kasein	Borůvka
CCD	Podmáslí	Kiwi
Broskev	Gluten	Meloun žlutý
Tomka vonná	Kvasnice, pekařské	Mango
Rákos obecný	Králičí maso	Banán
Psineček	Slávka / Škeble	Hruška
Kryptomerie japonská	Pstruh	Ananas
Kopretina bílá	Sleď	Švestka
Pampeliška	Sardinka	Meloun vodní
Slanobýl	Ančovička	Petržel
Zlatobýl obecný	Mořský vlk	Zelí
Laskavec	Ječmen	Okurka
Latex kaučukovníku	Oves	Brokolice
Včelí jed	Pohanka	Květák
Mravenec ohnivý	Proso	Ředkev
Komáři	Čočka	Paprika
<i>Tur epitel</i>	Kaštan sladký	Špenát

#### ProteomeTech Inc.

A-702, 401, Yangcheon-ro  
07528 Gangseo-gu, Seoul  
Republic of Korea  
www.proteometech.com

info@promedeuslab.cz  
**promedeuslab.cz**